

## REKOMEDOWANA SIŁA DOKRĘCANIA ŚRUB

### Śruby I-Bridge® Kompatybilne z systemem Branemark

904592 Śruba protetyczna NP /Implant level 20 Ncm Ti/ Branemark System® comp.

904171 Śruba protetyczna RP /Implant level 32 Ncm Ti/ Branemark System® comp.

904492 Śruba protetyczna WP /Implant level 32 Ncm Ti/ Branemark System® comp.



904173 Śruba protetyczna RP /Implant level Slotted 32 Ncm Ti/ Branemark System® comp.



944592 Śruba laboratoryjna NP 20 Ncm Implant level Stainl Stl Branemark System® comp.

944171 Śruba laboratoryjna RP 32 Ncm Implant level Stainl Stl Branemark System® comp.

944492 Śruba laboratoryjna WP 32 Ncm Implant level Stainl Stl Branemark System® comp.



904302 Śruba protetyczna NP/RP /Abutment level Multi Unit 15 Ncm Ti/ Branemark System® comp.

904488 Śruba protetyczna WP /Abutment level Multi Unit 15 Ncm Ti /Branemark System® comp.



944302 Śruba laboratoryjna NP/RP 15 Ncm/Abutment level Multi Unit Stl / Branemark System® comp.

944488 Śruba laboratoryjna WP 15 Ncm/Abutment level Multi Unit Stl / Branemark System® comp.



### Śruby I-Bridge® 2 Kompatybilne z systemem Branemark

914592 Śruba protetyczna NP /Implant level I-Bridge® 2 20 Ncm Ti / Branemark System® comp.

914172 Śruba protetyczna RP /Implant level I-Bridge® 2 32 Ncm Ti / Branemark System® comp.



914193 Śruba laboratoryjna NP. 20 Ncm /Implant level I-Bridge® 2 Stainl Stl / Branemark System® comp.

914273 Śruba laboratoryjna RP 32 Ncm /Implant level I-Bridge® 2 Stainl Stl / Branemark System® comp.



914176 Śruba protetyczna Multi Unit NP/RP /Abutment level I-Bridge® 2 15 Ncm Ti / Branemark System® comp.



---

914177 Śruba laboratoryjna Multi Unit NP/RP 15 Ncm/Abutment level I-Bridge® 2 Stainl Stl. Branemark System® comp./

---



### Śruby I-Bridge® ZIRCONIA Kompatybilne z systemem Branemark

---

908005 Śruba protetyczna WP/Implant level 32 Ncm Ti/ Branemark System® comp

---



---

948005 Śruba laboratoryjna Zr WP 32 Ncm/Implant level Stainl Stl / Branemark System® comp

---



---

908013 Śruba protetyczna Zr NP./RP Abutment level 15Ncm Ti / Branemark System® comp

908014 Śruba protetyczna Zr WP/ Abutment level 15Ncm Ti / Branemark System® comp

---



---

948014 Śruba laboratoryjna Zr WP 15 Ncm /Abutment level Stainl Stl / Branemark System® comp

948013 Śruba laboratoryjna Zr NP/RP 15Ncm /Abutment level Stainl Stl / Branemark System® comp

---



### Śruby I-Bridge® EVOLUTION Kompatybilne z systemem Branemark

---

918001 Śruba protetyczna Evolution NP./Implant Lev. 20NCM Ti/ Branemark System® comp

918003 Śruba protetyczna Evolution RP./Implant Lev. 32NCM Ti/ Branemark System® comp

---



---

918002 Śruba laboratoryjna Evolution NP./Implant Lev. 20NCM Ti/ Branemark System® comp

918004 Śruba laboratoryjna Evolution RP./Implant Lev. 32NCM Ti / Branemark System® comp

---



---

918013 Śruba protetyczna Evolution NP./RP Abutment level 15Ncm Ti / Branemark System® comp

---



---

918014 Śruba laboratoryjna Evolution NP./RP Abutment level 15Ncm Stainl Stl / Branemark System® comp

---



## Śruby I-Bridge® Kompatybilne z systemem Straumann

904628 Śruba protetyczna RN/WN /Implant level 32 Ncm Ti



904629 Śruba protetyczna RN/WN /Implant level Slotted 32 Ncm Ti



944628 Śruba laboratoryjna RN/WN 32 Ncm/Implant level Stal



904625 Śruba protetyczna RN/WN/ Abutment level 32Ncm Ti



944625 Śruba laboratoryjna RN/WN 32 Ncm Abutment level Stal



## Śruby I-Bridge® 2 Kompatybilne z systemem Straumann

914672 Śruba protetyczna RN/WN /Implant level I-Bridge® 2 32 Ncm Ti



914673 Śruba laboratoryjna RN/WN 32 Ncm Implant level I-Bridge® 2 Stal



## Śruby I-Bridge® EVOLUTION Kompatybilne z systemem Straumann®

918011 Śruba protetyczna Evolution RN/WN/ Implant level 32 Ncm Ti

918012 Śruba laboratoryjna Evolution RN/WN Implant level 32 Ncm Stal

## Śruby I-Bridge® Kompatybilne z systemem Straumann® BONE LEVEL

900112 Śruba protetyczna / Implant level 20 Ncm Ti Straumann® BONE LEVEL



940112 Śruba laboratoryjna 20Ncm / Implant level Stal/ Straumann® BONE LEVEL



## Śruby I-Bridge® 2 Kompatybilne z systemem Straumann® BONE LEVEL

911012 Śruba protetyczna / Implant level I-Bridge® 2 20 Ncm Ti/ Straumann® BONE LEVEL



911013 Śruba laboratoryjna 20Ncm / Implant level I-Bridge® 2 Stal/ Straumann® BONE LEVEL



## Śruby I-Bridge® Kompatybilne z systemem NOBELREPLACE®

904576 Śruba protetyczna NP / Implant level 25Ncm Ti/ NOBELREPLACE®

904176 Śruba protetyczna RP/WP / Implant level 30Ncm Ti/ NOBELREPLACE®



944576 Śruba laboratoryjna NP 25Ncm / Implant level Stal / NOBELREPLACE®

944176 Śruba laboratoryjna RP/WP 32 Ncm / Implant level Stal / NOBELREPLACE®



904302 Śruba protetyczna / Abutment level Multi Unit 15 Ncm Ti/ NOBELREPLACE®



944302 Śruba laboratoryjna 15Ncm / Abutment level Multi Unit Stainl Stl/ NOBELREPLACE®



## Śruby I-Bridge® 2 Kompatybilne z systemem NOBELREPLACE®

914132 Śruba protetyczna NP / Implant level I-Bridge® 2 25 Ncm Ti/ NOBELREPLACE®

914130 Śruba protetyczna RP / Implant level I-Bridge® 2 25 Ncm Ti/ NOBELREPLACE®



---

914133 Śruba laboratoryjna NP 25Ncm/ Implant level I-Bridge® 2 Stain Stl/ NOBELREPLACE®



914131 Śruba laboratoryjna RP 32Ncm/ Implant level I-Bridge® 2 Stain Stl/ NOBELREPLACE®

---

914176 Śruba protetyczna Multi Unit / Abutment level Bridge® 2 15 Ncm/ NOBELREPLACE®

---



914177 Śruba laboratoryjna Multi Unit 15 Ncm/Abutment level Bridge® 2 15 Ncm /NOBELREPLACE®

---



### Śruby I-Bridge® ZIRCONIA Kompatybilne z systemem NOBELREPLACE®

908013 Śruba protetyczna Zr /Abutment level 15 Ncm / NOBELREPLACE®

---



948013 Śruba laboratoryjna 15 Ncm /Abutment level Stainl Stl 15 Ncm / NOBELREPLACE®

---



### Śruby I-Bridge® EVOLUTION Kompatybilne z systemem NOBELREPLACE®

918013 Śruba protetyczna EVOLUTION/ Abutment level 15 Ncm Ti/ NOBELREPLACE®

---



918014 Śruba laboratoryjna EVOLUTION 15 Ncm / Abutment level Stainl Stl/ NOBELREPLACE®

---



### Śruby I-Bridge® Kompatybilne z systemem ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM®

904865 Śruba protetyczna 3, 5-4, 0 mm/Switch level 0, 048'' 25Ncm Ti/Astra Tech Implant System®

904885 Śruba protetyczna 4, 5-5, 0 mm/Switch level 0, 048'' 32Ncm Ti/Astra Tech Implant System®

---

904828 Śruba protetyczna/ Abutment level 15 Ncm Ti/ Astra Tech Implant System®

---



---

944828 Śruba laboratoryjna 15 Ncm Abutment level Stainl Stl/ Astra Tech Implant System®

---



### Śruby I-Bridge® 2 Kompatybilne z systemem ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM®

914872 Śruba protetyczna 3,5/4,0 mm/Switch level I-Brigde® 2 25Ncm Ti/Astra Tech Implant System®



914875 Śruba protetyczna 4,5/5,0 mm/Switch level I-Brigde® 2 32Ncm Ti/Astra Tech Implant System®

---

914873 Śruba laboratoryjna 3,5/4,0 mm/Switch level I-Brigde® 2 25Ncm Stainl Stl /Astra Tech Implant System®

914876 Śruba laboratoryjna 4,5/5,0 mm/Switch level I-Brigde® 2 32Ncm Stainl Stl /Astra Tech Implant System®

---

914879 Śruba protetyczna / Abutment level I-Bridge® 2 15 Ncm Ti/ Astra Tech Implant System®

---



914880 Śruba laboratoryjna 15 Ncm Abutment leve I-Bridge® 2 1 Stainl Stl/ Astra Tech Implant System®

---



### Komponenty do Swich Kompatybilne z systemem ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM®

914853 Switch-Pack 3,5/4,0mm /incl .Healing abutment 15 Ncm Ti/ Astra Tech Implant System®



914871 Switch-Pack 4,5/5,0mm /incl .Healing abutment 15 Ncm Ti/ Astra Tech Implant System®

---

### Śruby I-Bridge® Kompatybilne z systemem BIOHORIZONS® INTERNAL

901112 Śruba protetyczna /Implant level 25 Ncm Ti/ BioHorizons® internal comp.

---

941112 Śruba laboratoryjna 25 Ncm /Implant level Stainl Stl / BioHorizons® internal comp.

---



## Śruby I-Bridge® 2 Kompatybilne z systemem BIOHORIZONS® INTERNAL

911112 Śruba protetyczna /Implant level I-Bridge® 2 25 Ncm Ti/ BioHorizons® internal comp.

---

911113 Śruba laboratoryjna 25 Ncm /Implant level I-Bridge® 2 Stainl Stl / BioHorizons® internal comp.

## Śruby I-Bridge® Kompatybilne z systemem BIOHORIZONS® EXTERNAL

901116 Śruba protetyczna 3,5mm/ Implant level 25Ncm Ti/ BioHorizons® external comp.

901117 Śruba protetyczna 4,0/5,0/6,0 mm/ Implant level 32Ncm Ti/ BioHorizons® external comp

---

941116 Śruba laboratoryjna 3,5mm/ Implant level Stainl Stl 25Ncm/ BioHorizons® external comp



941117 Śruba laboratoryjna 4,0/5,0/6,0 mm/ Implant level Stainl Stl 32Ncm/ BioHorizons® external comp

## Śruby I-Bridge® 2 Kompatybilne z systemem BIOHORIZONS® EXTERNAL

911152 Śruba protetyczna 3,5mm/ Implant level I-Bridge® 2 25Ncm Ti/ BioHorizons® external comp.

911162 Śruba protetyczna 4,0/5,0/6,0 mm/ Implant level I-Bridge® 2 32Ncm Ti/ BioHorizons® external comp

---

911153 Śruba laboratoryjna 3,5mm/ Implant level I-Bridge® 2 Stainl Stl 25Ncm/ BioHorizons® external comp

911163 Śruba laboratoryjna 4,0/5,0/6,0 mm/ Implant level I-Bridge® 2 Stainl Stl 32Ncm/ BioHorizons® external comp

## Śruby I-Bridge® Kompatybilne z systemem BIOMET 3I CERTAIN®

900312 Śruba protetyczna/ Implant level 20 Ncm Ti/Biomet 3i Certain comp.

---

940312 Śruba laboratoryjna 20 Ncm / Implant level Stainl Stl /Biomet 3i Certain comp.

---

## Śruby I-Bridge® 2 Kompatybilne z systemem BIOMET 3I CERTAIN®

913012 Śruba protetyczna/ Implant level I-Bridge® 2 20 Ncm Ti/Biomet 3i Certain comp

---

913013 Śruba laboratoryjna 20 Ncm / Implant level I-Bridge® 2 Stainl Stl /Biomet 3i Certain comp.

---

### Śruby I-Bridge® Kompatybilne z systemem NEOSS®

900412 Śruba protetyczna/ Implant level 32 Ncm Ti/ Neoss® comp.

---

940412 Śruba laboratoryjna 32 Ncm/ Implant level Stainl Stl / Neoss® comp

### Śruby I-Bridge® 2 Kompatybilne z systemem NEOSS®

914012 Śruba protetyczna / Implant level I-Bridge® 2 32 Ncm Ti/ Neoss® comp.

---

914013 Śruba laboratoryjna 32 Ncm/ Implant level I-Bridge® 2 Stainl Stl / Neoss® comp

---

### Śruby I-Bridge® Kompatybilne z systemem CAMLOG®

900902 Śruba protetyczna 3,3/3,8/4,3 mm/ Implant level 20 Ncm Ti/ Camlog® comp.

900932 Śruba protetyczna 5,0 mm/ Implant level 32 Ncm Ti/ Camlog® comp.

---



940902 Śruba laboratoryjna 3,3/3,8/4,3 mm 20 Ncm/ Implant level Stainl Stl/ Camlog® comp.

940932 Śruba laboratoryjna 5,0 mm 32Ncm / Implant level Stainl Stl/ Camlog® comp.

---



### Śruby I-Bridge® 2 Kompatybilne z systemem CAMLOG®

919002 Śruba protetyczna 3,3/3,8/4,3 mm/ Implant level I-Bridge® 2 20 Ncm Ti/ Camlog® comp.

919032 Śruba protetyczna 5,0 mm/ Implant level I-Bridge® 2 32 Ncm Ti/ Camlog® comp.

---



919003 Śruba laboratoryjna 3,3/3,8/4,3 mm 20 Ncm// Implant level I-Bridge® 2 20 Ncm Stainl Stl / Camlog® comp.

---



919033 Śruba laboratoryjna 5,0 mm 32Ncm/ Implant level I-Bridge® 2 20 Ncm Stainl Stl / Camlog® comp.

---

### Śruby I-Bridge® Kompatybilne z systemem NOBELACTIVE™

900512 Śruba protetyczna 3,5 mm / Implant level 20Ncm Ti/ NobelActive™ comp.

900522 Śruba protetyczna 4,3 mm / Implant level 32Ncm Ti/ NobelActive™ comp.



940512 Śruba laboratoryjna 3,5 mm 20 Ncm/ Implant level Stainl Stl / NobelActive™ comp.

940522 Śruba laboratoryjna 4,3mm 32 Ncm/ Implant level Stainl Stl / NobelActive™ comp.



### Śruby I-Bridge® 2 Kompatybilne z systemem NOBELACTIVE™

910522 Śruba protetyczna 4,3 mm/ Implant level I-Bridge® 2 32Ncm Ti/ NobelActive™ comp.



910523 Śruba laboratoryjna 4,3 mm 32 Ncm / Implant level I-Bridge® 2 Stainl Stl / NobelActive™ comp.



### Śruby I-Bridge® Kompatybilne z systemem ANKYLOS®

900612 Śruba protetyczna/Abutment level 15 Ncm Ti/ Ankylos® comp.



940612 Śruba laboratoryjna 15 Ncm / Abutment level Stainl Stl/ Ankylos® comp.



### Śruby I-Bridge® 2 Kompatybilne z systemem ANKYLOS®

916012 Śruba protetyczna / Abutment level I-Bridge® 2 15 Ncm Ti/ Ankylos® comp.



916013 Śruba laboratoryjna 15 Ncm / Abutment level I-Bridge® 2 Stainl Stl/ Ankylos® comp.



**Śruby I-Bridge® Kompatybilne z systemem ZIMMER TAPERED SCREW-VENT®**

901212 Śruba protetyczna/Implant level 25 Ncm Ti/ Zimmer® comp.

---

941212 Śruba laboratoryjna 25 Ncm/ Implant level Stainl Stl/ Zimmer® comp.

---

**Śruby I-Bridge® 2 Kompatybilne z systemem ZIMMER TAPERED SCREW-VENT®**

911212 Śruba protetyczna/Implant level I-Bridge® 2 25 Ncm Ti/ Zimmer® comp.

---

911213 Śruba laboratoryjna /Implant level I-Bridge® 2 25 Ncm Stainl Stl/ Zimmer® comp.

---