

Nowa oferta

ŚRUBOKRĘTY FIRMY BIOMAIN

Śrubokręty do następujących systemów

STRAUMANN®
 ASTRA TECH®
 NOBEL BIOCARE®
 SWITCH (ASTRA TECH®)
 BIOHORIZONS®
 INNE
 WSZYSTKIE SYSTEMY I-BRIDGE®2

Kompatybilne z

1,2
 3,4
 5,6
 7,8,9,10
 3,4
 orginał
 11, 12, 13, 14



Śrubokręty do śrub protetycznych dla prostych kanałów :

| Nr. | Nr.Katalogowy | Opis | | Kompatybilne z: |
|-----|---------------|------------------|------------|---|
| 1. | 901861 | Śrubokręt 20 mm | Torx | Straumann® |
| 2. | 901862 | Śrubokręt 32 mm | Torx | Straumann® |
| 3. | 901871 | Śrubokręt 20mm | Hex 0.050" | Universal (Astra Tech®, 3i®, BioHorizons®, Osstem®) |
| 4. | 901872 | Śrubokręt 32 mm | Hex 0.050" | Universal (Astra Tech®, 3i®, BioHorizons®, Osstem®) |
| 5. | 901881 | Śrubokręt 20 mm | Unigrip | NobelBiocare® |
| 6. | 901882 | Śrubokręt 32 mm | Unigrip | NobelBiocare® |
| 7. | 905000 | Śrubokręt 18 mm | Hex 0.048" | Brånemark System® /Switch |
| 8. | 905001 | Śrubokręt 24 mm | Hex 0.048" | Brånemark System® /Switch |
| 9. | 901821 | SternTwist 25 mm | Hex 0.048" | Brånemark System® /Switch |
| 10. | 905011 | Śrubokręt 32 mm | Hex 0.048" | Brånemark System® /Switch |

Śrubokręty do śrub protetycznych z przekierowaniem z firmy BIOMAIN

| Nr. | Nr.Katalogowy | Opis | | Kompatybilne z: |
|-----|---------------|----------------------------|----------|-------------------|
| 11. | 901854 | Śrubokręt Angulation 18 mm | Flexgrip | I-B 2 / Evolution |
| 12. | 901851 | Śrubokręt Angulation 29 mm | Flexgrip | I-B 2 / Evolution |
| 13. | 901852 | Śrubokręt Angulation 32 mm | Flexgrip | I-B 2 / Evolution |
| 14. | 901853 | Śrubokręt Angulation 35 mm | Flexgrip | I-B 2 / Evolution |

Całkowita długość Śrubokrętu jest określona
 Rączka do śrubokrętu jest sprzedawana oddzielnie